

Zoll AED Plus

Een hartstilstand of hartfibrilleren komt altijd plotseling en juist op dit moment is direct handelen noodzakelijk. Natuurlijk behoort het inroepen van professionele hulpdiensten tot één van de eerste handelingen. Zoll AED Plus geeft niet alleen automatisch aan wanneer een stroomstoot nodig is, maar ook of uw hartmassage voldoende diep is en in het juiste tempo wordt uitgevoerd.



Eigenschappen

Het is voor het slachtoffer echter van het hoogste belang dat er direct eerste hulp wordt verleend. Deze eerste hulp bestaat in de basis uit hartmassage en beademing; een AED kan de overlevingskans van het slachtoffer verder vergroten.

Dräger heeft bewust gekozen voor de AED van Zoll Plus

Deze AED onderscheidt zich van andere merken:

- negeert trillingen en bewegingen van het vaartuig, waardoor een goede analyse mogelijk is
- is spuitwaterdicht (IP55)
- gebruik van speciale CPR-D padz; een drukpunt gemonteerd aan de elektroden, waarmee de druk en het tempo van de hartmassage wordt gecontroleerd
- een goede stap-voor-stap-reanimatiebegeleiding met begrijpbare pictogrammen en duidelijke stem
- een levensduur van batterijen en elektroden van 5 jaar, zonder tussentijds onderhoud
- de Zoll Plus is bovendien de enige AED waarbij gebruik wordt gemaakt van normale batterijen, deze zijn eenvoudig te vervangen en goedkoop in gebruik. Het Zoll AED heeft een standaard LCD scherm 7 x 3 cm met, naar keuze, tekst of ECG-weergave. Bij zelftesten worden de elektroden meegetest.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beschermingsklasse	IP-55
Levensduur batterij	5 jaar
Display	LCD display, 70 x 30 mm
Afmetingen	133 x 241 x 292 mm
Gewicht	3.1 kg
Bedrijfstempertuur	0°C tot +50°C
Opslagtemperatuur	-30°C tot +60°C
Kabellengte	1.1 m
Oplaadtijd	Minder dan 10 seconden met nieuwe batterijen
Energieniveau schok	120J-150J-200J
Garantie	7 jaar
Goedkeuringen	UL2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN 60601-1